



Phoenix²_{EN}

Le catalogue Phoenix² s'étoffe
 Une gamme complète de pompes volumétriques
 Une gamme dédiée à la nutrition



Produit	Code
Nutripompe Phoenix ² -300V	70201300V
Tubulure pour Nutripompe Phoenix ² -300V avec raccord EN+ simple	702020010
Tubulure pour Nutripompe Phoenix ² -300V avec raccord EN+ double	702020020
Poche 50 ml	702020030
Poche 1200 ml	702020040



Phoenix²_{EN}

Un renouveau dans les pompes à nutrition.

Intuitive, sûre et compacte, la pompe **Phoenix² EN** ouvre les possibles d'une nutrition entérale facilitée.



Spécificités techniques

Motorisation	Péristaltisme rotatif sur 4 galets	Alarmes disponibles	Débit libre Occlusion Détection Air DOSE presque délivrée DOSE délivrée Pause trop longue Batterie faible Batterie trop faible Défaut pompe Erreur tubulure/Pas de tubulure Tubulure vide Température de réchauffage trop forte Pas de système de réchauffage du nutriment Panne de courant ou non raccordée Fin de veille Porte ouverte
Type de nutrition	Mode continu et intermittent	Capteurs	Infra Rouge Contre pression Porte ouverte
Réglage débit	1 à 1200 ml/h par incrément de 1 ml/h	Ecran	Ecran tactile de 3.5" avec rétroéclairage Possibilité de paramétrer l'intensité lumineuse de l'écran et des touches Mode nuit paramétrable (heure début/fin)
Réglage Dose	Programmable de 1 ml à 9999,9 ml (0 ml ~ vider la poche)	Vérouillage clavier	<ul style="list-style-type: none"> Paramétrable OUI/NON 8 durées (15s, 30s, 60s, 2min, 5min, 10min, 20min, 30min)
Cumul volume délivré	De 0 ml à 36 000 ml	Temps de pause	
Précision débit délivré	± 5 %	Arrêt de la pompe	
BOLUS	De 1 à 1200 ml/h par incrément de 0,1 ml	Historique d'utilisation	50 000 enregistrements récupérables sur PC et lisibles sur la pompe
Volume BOLUS	Programmable de 1,0 ml à 9999,9 ml (0 ml ~ pas de bolus)	Info patient	Jusqu'à 3 patients par pompe
Purge tubulure	Purge paramétrable automatique ou manuelle (en utilisant le moteur)	Langues	9 disponibles
Système de rétro-pompage	Le moteur tourne alors en sens opposé et autorise un prélèvement (fonctionnement automatique ou manuel)	Options	Appel infirmière WIFI Pied support nutriment de table
Pression d'occlusion	20 à ~ 80 kPa ajustables en 7 niveaux	Module administrateur	Accessible par mot de passe
Autonomie	> à 19h		
Mémorisation	Jusqu'à 50 000 évènements		
Caractéristiques physiques	<u>Dimensions</u> : 100 x 94 x 159 mm (P x L x H) <u>Poids</u> : 950 g avec le support		
Classe de protection	IP24		
Fonction KTO	De 0 à 30 ml/h par incrément de 1 ml/h		

Une pompe de nutrition mobile et de chevet pour un usage hospitalier et à domicile. Facile d'utilisation, mise en service simplifiée.

Des caractéristiques uniques



Connexion sans fil

Pompe raccordée à un réseau sans fil : notification des alarmes à distance



Réchauffage

Possibilité de réchauffer le nutriment pour une meilleure absorption



Ecran tactile couleur

Large écran tactile de 3.5" Des informations claires à chaque étape



Fonction Back Pumping ou prélèvement en cours de nutrition

Vérification du bon positionnement de la sonde



Calibration

Possibilité est donnée aux techniciens formés d'étalonner la pompe

Des fonctionnalités universelles



Sécurité

Nombreuses alarmes sonores et visuelles (détection débit libre, occlusion aval/amont...)



Rapidité

Mise en route simplifiée et rapide : mise en route 2s, lancement d'une nutrition 4s



Design compact

950g de technologie Particulièrement légère, elle peut être posée ou accrochée



Autonomie renforcée

Jusqu'à 23h d'autonomie Recharge complète en 7h

La pompe de nutrition Phoenix² EN-300V est utilisée pour l'administration de nutriments par voie entérale. Ses tubulures sont compatibles aux poches industrielles et aux poches à remplir. Simple d'utilisation, ses caractéristiques remplissent toutes les attentes.

